

Prior Medical Systems B.V.
Korfbalstraat 10
2492 VB Den Haag

Postbus 364
2400 AJ Alphen aan den Rijn

Tel : +31-85-0250086
Email : info@prior-medical.com



Prior Medical Systems



Stadiometer Ulmer , digitale stadiometer voor montage op muur Ideaal voor gebruik op afdeling endocrinologie.

- Bereik : 80 cm – 210 cm
- Indeling : 1 mm
- Voeding : adapter 5 V
- Zittend/staand meten
- Bij positioneren beweegt slede mee

Zithoogte meetstoel

- Hoogte 60cm
- Uitschuifbare la voor stabiliseren hoek benen
- Maximaal 120 kg belastbaar

Indien u vragen heeft over de lengtemeter , verzoeken wij u vriendelijk om contact met ons op te nemen, telefoonnummer 085 0250086 of stuur uw vraag per email aan: info@prior-medical.com
Voor België : telefoonnummer 0475-754257 of email : info@prior-medical.com