

MEDISCHE TROLLEYS

EEN COMPLEET ASSORTIMENT SOLIDE
EN KWALITATIEF HOOGWAARDIGE VERBAND-, DOSSIER-
EN MEDICIJNWAGENS

STAR LINE



DOOVECAREGROEP



- Bevordert de medicatieveiligheid
- Zeer hygiënisch; optimaal te reinigen
- Krasvast kunststof werkblad
- Naar eigen wens in te richten
- Werkblad met waterkering
- Lichtlopende laden
- Ergonomische hoogte en duwbeugels
- 4 zwenkwielen van Ø 125 mm
- 2 beremde wielen
- Stil en rammelvrij rijgedrag
- Diverse accessoires leverbaar
- Deuren en laden verkrijgbaar in wit, rood, geel, groen en blauw
- Verschillende financieringsmogelijkheden



Afgebeeld :
Alfa 23/L met uitklapbaar werkblad

STAR LINE

WENDBAAR EN ERGONOMISCH

VOLDOET AAN DE RICHTLIJNEN VAN IGZ



De Star Line medicijnwagens zijn opgebouwd volgens de gestelde normen op het gebied van medicatieveiligheid waar de Inspectie van de Gezondheidszorg toezicht op houdt. Middels een sleutel- of codeslot zijn de laden centraal afsluitbaar en is de medicatie veilig te bewaren.



Star Line is ontworpen met de hygiëne richtlijnen van zorginstellingen in gedachten. Door de constructie van het frame uit één stuk en de gebruikte materialen zijn de trolleys optimaal te reinigen en desinfecteren. De toplaag, waarmee de trolleys zijn afgewerkt, is bestand tegen krassen, vlekken en voorkomt corrosie.



Het krasvaste werkblad is vervaardigd uit één geheel en heeft drie opstaande randen. De waterkering op het werkblad voorkomt dat laden vollopen bij kleine ongelukjes met vocht. Het werkblad is eenvoudig te reinigen en bestand tegen chemische substanties.



De verband-, dossier- en medicijnwagens zijn volledig naar eigen wens in te richten. Daarnaast zijn de wagens uit te bouwen met verschillende accessoires zoals een uitklapbaar werkblad of houders voor naaldcontainers en prullenbakken.

STAR LINE

Bedenk eens wat de STAR LINE voor uw organisatie kan betekenen.

- Centraal afsluitbaar
- Lichtrijdende wagens, minimale fysieke inspanning
- Ergonomische hoogte
- Ruime keus uit een exclusief en compleet assortiment
- Lange levensduur
- Bekijk onze [productvideo](#)

Enkele mogelijke uitvoeringen die u kunt kopen of leasen:



Alfa 01/PV



Alfa 01/A



Alfa 23/Pc 2



Unit Dose D-A

Bel voor een afspraak met onze productspecialist **0182 624 999**
of stuur een mail naar sales@doove.nl