

Prior Medical Systems B.V.  
Korfbalstraat 10  
2492 VB Den Haag

Postbus 364  
2400 AJ Alphen aan den Rijn

Tel : +31-85-0250086  
Fax: +31-172-766105  
Email : [info@prior-medical.com](mailto:info@prior-medical.com)



# Prior Medical Systems



## Thermometer TD 1241 B, infrarood snelle reactiesnelheid, voorhoofd meting

Meetafstand	: 3 – 7 cm
Bereik	: 22 °C – 44 °C
Meetmethode	: voorhoofd, infrarood focus
Nauwkeurigheid	: 36 °C – 39 °C ± 0.2 °C. (< 36 °C >39 °C ± 0,3 °C)
Indeling	: 0,1 °C
Communicatie	: bluetooth
Voeding	: 2 x AA batterijen
Afmetingen	: 150 mm(l) x 48.5mm (b) x 55mm(d)
Gewicht	: 125 gr (incl batterijen)
Conformiteit	: 93/42/EEC, EN 60101, EN 61326, EN 62304

Indien u vragen heeft over deze thermometer, verzoeken wij u vriendelijk om contact met ons op te nemen, telefoonnummer 085-0250086 of stuur uw vraag per email aan: [info@prior-medical.com](mailto:info@prior-medical.com)  
Voor België : telefoonnummer 0475-754257 of email : [info@prior-medical.com](mailto:info@prior-medical.com)