



## Thorax-Drainage-Systeme

bewährt – sicher – vielseitig – wirtschaftlich



Morsestraat 22    sales@emdamed.nl  
2652 XG            T 010 519 22 30  
Berkel en Rodenrijs    F 010 519 22 31



# Thorax-Drainage-System



Einflaschen-System



Zweiflaschen-System

- 1 – 1.300 ml
- 2 – innovativer Schraubverschluss
- 3 – Wasserschloss mit Lippenventil, dient als Rücklaufsicherung und Fistelindikator
- 4 – Punktionsmembrane am Konnektor
- 5 – Wasserschloss mit Lippenventil, dient als Rücklaufsicherung und Fistelindikator
- 6 – Sekretaufangflasche
- 7 – Sogregulierung
- 8 – Wasserschloss mit Lippenventil, dient als Rücklaufsicherung und Fistelindikator

## Einflaschen-System

Kombination von Wasserschloss und Sekretaufnahme in einer Flasche. Das Lippenventil dient als Rücklaufsicherung und Fistelindikator.

Artikel	REF
Einflaschen-Schlauchsystem Standard	04.101.00.152
Einflaschen-Komplettset mit Heimlichventil	04.100.11.150
Einflaschen-Komplettset mit Lippenventil	04.101.10.150

## Zweiflaschen-System

Wasserschloss und Sekretaufnahme in zwei getrennten Flaschen für einfaches Handling. Das Lippenventil dient als Rücklaufsicherung und Fistelindikator.

Artikel	REF
Zweiflaschen-Komplettset mit Lippenventil	04.201.10.152



Präzisions-Thorax-Feinsteuerung

## Präzisions-Thorax-Feinsteuerung für Druckluft und Vakuum

(verwendbar mit Ein- und Zweiflaschensystem)

Präzisions-Thorax-Feinsteuerung für Druckluft und Vakuum, einfache Bedienung, hohe Flowrate, geräuschlos

Artikel	REF
Thorax-Feinsteuerung Vakuum	04.400.18.109
Thorax-Feinsteuerung Druckluft	04.400.18.107

(weitere Thorax Steuerungen auf Anfrage)



Zweiflaschen-System PLUS

### Zweiflaschen - System PLUS

Wasserschloss, Sogregulierung und Sekretaufnahme in zwei getrennten Flaschen. Das Lippenventil dient als Rücklaufsicherung und Fistelindikator.

Artikel	REF
Zweiflaschen-Komplettsset PLUS	04.301.10.150
Zweiflaschen-Komplettsset PLUS mit kleinerem Konnektor	04.301.10.152



Thoraflo-mobil, Akkupumpe

### Thoraflo - mobil, Akkupumpe

Das neue elektronisch geregelte, akkubetriebene mobile Niedervakuumsystem. Gewicht nur 410 g, Leistung: Minus 100 mbar, ca. 4 Std. bei voller Leistung Pumpenschaltdauer, Warnton bei Unterschreitung von 25 % Abweichung, Warnleuchte bei Sollwert, MPG Klasse IIa

Artikel	REF
Thoraflo - mobil, Akkupumpe	04.400.18.110



Thoraxdrainage-Sekretauffangbeutel


### Thoraxdrainage - Sekretauffangbeutel

Sekretableitung aus dem Pleuraspalt/Schwerkraftdrainage

- Rückflusssicherung/Heimlichventil im Beutel
- 2 Überdruckventile mit Filter
- 1.000 ml Beutel
- Ablassventil
- 50 cm Patientenverbindungsschlauch
- Konnektor mit Punktionsmembran

Artikel	REF
Thoraxdrainage - Sekretauffangbeutel	04.000.01.001

## Zubehör



Pleura-Guard Thoraxkatheter-Fixierpflaster



Thoraxkatheter

### Pleura-Guard Thoraxkatheter-Fixierpflaster

Speziell entwickeltes Pflaster zur sicheren und stabilen Fixation von Thoraxkathetern. Auch bei mobilen Patienten.

Artikel	REF
Pleura-Guard Thoraxkatheter-Fixierpflaster	70.700.08.161

### Thoraxkatheter

Artikel	REF
Thoraxkatheter, rechtwinklig CH 16-CH 36	02.000.10.016-036
Thoraxkatheter, gerade CH 16-CH 36	02.000.20.016-036
Trokarkatheter CH 10-CH 32	02.000.30.010-032

### Silikondrainagen

Artikel	REF
80 cm lang, 5 Augen, CH 36	04.500.06.080
50 cm lang, 8 Augen, CH 18	04.500.08.050
50 cm lang, 10 Augen, CH 24	04.500.10.050
60 cm lang, 12 Augen, CH 27	04.500.12.060
65 cm lang, 12 Augen, CH 30	04.500.12.065
70 cm lang, 12 Augen, CH 36	04.500.12.070
100 cm lang, 6 Augen, CH 28	04.528.06.100
100 cm lang, 6 Augen, CH 32	04.532.06.100

### Zubehör

Artikel	REF
Wechselflasche 250 ml	04.000.00.250
Wechselflasche 1.300 ml	04.000.01.000
Wechselflasche 3.000 ml	04.000.03.000
Heimlichventil	04.400.10.003
Verschlusskappe	04.400.10.002
Flaschenhalter 1l Flasche	04.400.10.000
Flaschenhalter 2 x 1l Flasche	04.400.20.000
Verbindungsschlauch 1,5 m lang, CH 30	04.400.30.150
Verbindungsschlauch 2,4 m lang, CH 30	04.400.30.240

## DAHLHAUSEN®

P. J. Dahlhausen & Co. GmbH  
Brandneu seit 1854  
Emil-Hoffmann-Straße 53  
50996 Köln · Germany  
Tel.: +49 (22 36) 39 13 - 0  
Fax: +49 (22 36) 39 13 - 109  
info@dahlhausen.de  
www.dahlhausen.de



Morsestraat 22 sales@emdamed.nl  
2652 XG T 010 519 22 30  
Berkel en Rodenrijs F 010 519 22 31