

DOUCHESTOELEN

ONTWORPEN VOOR ALGEMEEN GEBRUIK EN
ZEER COMPLEXE ZORGSITUATIES

TOBA



DOOVECAREGROEP



- Elektrische hoogte- en kantelverstelling
- Met veel standaard- en maatwerkopties
- Gemakkelijk te manoeuvreren in kleine ruimten
- Voor elke situatie een passende TOBA stoel
- Frame van roestvrijstaal
- Eenvoudige afstandsbediening
- Kantelverstelling van -7° tot +32°
- Voorzien van knop voor nooddaling
- Breed inzetbaar
- Verwisselbare accu
- Verschillende financieringsmogelijkheden



TOBA

COMFORTABEL DOUCHEN OP HOOG NIVEAU

VEELZIJDIG, VEILIG EN GEBRUIKSVRIENDELIJK



De TOBA hoog / laag douchestoel is een roestvrijstalen douchestoel met een elektrisch bedienbare hoogte- en kantelverstelling. De TOBA wordt compleet met hoofdsteen, voetensteun en opklapbare armleggers met voorsluiting geleverd.



De TOBA hoog / laag douchestoelen zijn ontworpen voor algemeen gebruik maar zijn met een uitgebreid pakket standaard- en maatwerkopties aan te passen aan complexe zorgsituaties. De opties zijn zowel tijdens als na fabricage te monteren.



De TOBA hoog / laag douchestoelen manoeuvreren makkelijk in kleine ruimten en gaan eenvoudig door smalle deuropeningen. Hierdoor is de TOBA inzetbaar in zowel thuiszorgsituaties als in zorginstellingen.



Er zijn 5 verschillende modellen leverbaar zodat er voor iedereen een passende oplossing te bedenken is:

TOBA Basic : basisuitvoering (onderrijdbaar met tillift)

TOBA Extra Laag : met een extra lage instap van 33 cm

TOBA XL : voor obese cliënten tot 250 kilo

TOBA Junior : speciaal ontwikkeld voor kinderen

TOBA Move : zelfbeweger met twee 20" verwijderbare RVS rolstoelwielen

TOBA

Bedenk eens wat de TOBA hoog/laag douchestoel voor uw organisatie kan betekenen.

- Optimale stabiliteit en veiligheid
- Comfortabel douchen
- Hoogte- en kantelverstelling met een eenvoudige afstandsbediening
- Aanpasbaar aan complexe zorgsituaties
- Makkelijk te manoeuvreren in kleine ruimten
- Duurzaam product
- Bekijk onze [productvideo](#)

De verschillende modellen die u kunt kopen, huren of leasen:



Specificaties TOBA

	Basic	Extra Laag	XL	Move	Junior
Breedte onderstel	60 cm	60 cm	72 cm	75 cm	60 cm
Breedte zitting	42.5 cm	42.5 cm	55 cm	42.5 cm	33 cm
Laagste stand	48 cm	33 cm	48 cm	48 cm	48 cm
Hoogste stand	106 cm	106 cm	106 cm	106 cm	106 cm
Maximale belasting	180 kg	180 kg	250 kg	180 kg	180 kg
Gewicht stoel	50 kg	50 kg	50 kg	50 kg	50 kg
Kanteling in laagste stand	-7° tot 11°	-7° tot 11°	-7° tot 11°	-7° tot 11°	-7° tot 11°
Kanteling in hoogste stand	16° tot 32°	16° tot 32°	16° tot 32°	16° tot 32°	16° tot 32°

Bel voor een afspraak met onze productspecialist **0182 624 999**
of stuur een mail naar sales@doove.nl