

Affinity® 4 Verlosbed

Het revolutionaire verlosbed,
ontworpen voor gemak en veiligheid.



Het enige verlosbed dat u nodig heeft.

Het Affinity® 4 Verlosbed



Het Affinity® 4 verlosbed zorgt voor een uitnodigende en klinisch efficiënte omgeving voor de bevalling.



Ons verlosbed combineert **veiligheid** en **gebruiksgemak** op perfecte wijze

Tijdens de bevalling telt elke seconde. Je moet snel en gemakkelijk kunnen reageren, zeker tijdens een noodgeval. Het Affinity® 4 verlosbed maakt zijn belofte van een veilig, goed ontworpen verlosbed, dat ook in de meest hectische omgeving eenvoudig in gebruik is, waar.

Met het Affinity® 4 verlosbed werd de kwaliteit op tientallen grote en kleinere punten verbeterd: van dubbel vergrendelde zwenkwielen tot sterkere onderbeensteunen.

In één oogopslag:

GEBRUIKSGEMAK

- Noodvoorziening voor de accu
- Geen tussenruimte bij verplaatsen
- Handig Trendelenburg mechanisme met gascilinder
- OneStep® beddek systeem
- OneStep® onderbeensteunen

VEILIGHEID VOOR PATIËNTEN EN VERZORGENDEN

- Sterke EasyGlide® onderbeensteunen
- Vier dubbel vergrendelde zwenkwielen houden het bed veilig op zijn plaats
- Comfortline® matras met drukreducerend schuim
- Automatische schuine bekkenstand om het verschuiven van de patiënte te voorkomen
- Geen uitstekende delen rond het bed
- Ergonomisch ontworpen afneembaar gedeelte



Andere bedden



Niet langer zoeken naar een stopcontact. Door de noodvoorziening voor de aCCU kunnen de functies van het bed zelfs gebruikt worden als u zich niet in de buurt van een stopcontact bevindt.

Affinity® 4 bed



Het Affinity® 4 bed werd ontworpen om elke beweging snel en gemakkelijk te maken

Minder tijd, meer gemak

Tijdens een bevalling wordt de tijd van de medische staf optimaal benut. Niemand heeft zelfs maar een paar minuten over om op zoek te gaan naar materiaal, een vrij stopcontact of om uit te zoeken hoe die ingewikkelde knoppen bediend moeten worden. Het Affinity® 4 bed werd ontworpen om deze alledaagse problemen voor u op te lossen.

- Met de noodvoorziening voor de **accu** kunt u alle functies van het bed gebruiken, inclusief het verstellen van hoogte en positie, zonder stopcontact, waarmee de tijd tussen "beslissing en incisie" in kritieke situaties sterk wordt gereduceerd.
- Het **Trendelenburg mechanisme** met gascilinder maakt het mogelijk de hoofdsteun onmiddellijk te laten zakken naar 8 graden.
- Met het **OneStep®** bedhek deblokkeringsmechanisme wordt de afstand tussen twee bedden bij het verplaatsen van een patiënte tot nul gereduceerd.
- Het **gestroomlijnde design** waarbij alle benodigdheden binnen de omtrekken van het bed worden opgeslagen (in plaats van eruit te steken) beschermt u tegen stoten als u snel om uw patiënte heen moet bewegen.
- De **automatische schuine bekkenstand** en het optionele **V-vormige matras** zorgen voor een betere toegankelijkheid van de patiënte tijdens de bevalling.





Het Affinity® 4 Verlosbed zorgt voor tientallen veiligheidsmaatregelen rond het bed

Veiligheid en gemak

Elk detail van het Affinity® 4 verlosbed werd ontworpen om de bevalling voor u en uw patiënte veiliger te laten verlopen.

- De voetsteun kan stevig en gemakkelijk in de juiste stand worden gezet.
- **EasyGlide® onderbeensteunen** zwaaien naar de juiste stand en worden vastgezet met één enkele hendel waarna ze stevig in positie blijven.
- Een robuust **Trendelenburg mechanisme** met verbeterde veren en afdichtingen maken het omhoog en omlaag brengen van het bed een eenvoudige handeling voor één persoon.
- **Opblaasbare kussens** in zitting en rugleuning maken het minder vaak nodig de patiënte tijdens de bevalling van positie te laten veranderen.
- **Vier dubbel vergrendelde zwenkwielen** houden het bed op zijn plaats.
- Het dikke, **drukverlagende Comfortline® schuimmatras** geeft extra steun, vooral in het kwetsbare zitgedeelte.



Patiëntvriendelijke handgrepen en beddekken maken het de patiënte gemakkelijk om uit bed te stappen.



De automatische schuine bekkenstand, tot 15 graden, helpt de patiënte in de juiste positie te blijven tijdens de bevalling en zorgt voor een goede houding tijdens het persen.



De afneembare lichtgewicht voetsteun is gemakkelijk in gebruik. De voetsteun kan in de ingebouwde houder worden opbergen.

OneStep® onderbeensteunen

voorzien van een stevige vergrendelhandgreep
die vanuit elke positie met één hand
bediend kan worden.



Affinity® 4 Verlosbed

Al meer dan 75 jaar levert Hill-Rom zijn producten aan zorginstellingen. Een recent onderzoek* wijst uit dat negen van de tien zorginstellingen aangeven een Hill-Rom verlosbed te hebben.

Deze ervaring maakt het verschil. **Het Hill-Rom verschil.**

Technische specificaties (P3700)

Bed lengte

Volledig 229 cm

Bed breedte

Beddekken omhoog..... 99 cm

Beddekken omlaag..... 91 cm

Bed hoogte

Laag (met matras)..... 58 cm

Hoog (met matras)..... 99 cm

Maximale hoogte van zitting in Trendelenburgstand 102 cm

Matras

Lengte 198 cm

Breedte..... 89 cm

Dikte (hoofdsteun)..... 12,7 cm

Dikte (voetsteun)..... 8,9 cm

Kritische hoeken

Maximale verhoging hoofdsteun..... 63°

Maximale verhoging zitting..... 15°

Maximale Trendelenburgstand 8°

Maximaal toelaatbaar gewicht

Bed..... 227 kg

Voetsteun..... 181 kg

Afmeting zwenkwiel 15 cm

Gewicht bed 218 kg

Standaard Uitrusting

- Noodvoorziening voor de accu
- Automatische nachtlamp
- Automatisch zitting verstellen
- 4 Tente® zwenkwielen met blokkering
- Opvangbekken voor vloeistoffen (placenta)
- Instant CPR deblokkering
- Instant handgrepen voor persen
- OneStep® bedhek systeem
- Afneembare voetsteun
- Standaard 15 cm (6") zwenkwiel
- Afneembare voetsteun
- V-vormig of vlak oppervlak
- Voorgevormd hoofdeinde dat vervaardigd is door middel van spuitgieten
- Centraal rem en stuursysteem
- Blokkeringsfunctie en indicator• IV-standaard
- Trendelenburgstand
- Voetsteunen

Accessoires

- Anesthesiescherm
- Armsteun
- Onderbeensteunen - vast
- Onderbeensteunen - telescopisch
- Wegwerplakens
- Ophanghaken
- Volledige beensteunen – vast
- Volledige beensteunen – telescopisch
- IV-standaards
- ISS Systeem
- Bevallingssteun
- Zuurstoftank houder
- Afstandsbediening
- Permanente IV-standaard
- Matrashoes – Voetsteun
- Matrashoes – Hoofdsteun

Opties

- Systeem voor drukverlaging
- Ruime keuze uit houten hoofdschotten
- Voltage – 120V of 230V

*Hill-Rom Market Research – geregistreerd.

www.hill-rom.com

France+33 (0)2 97 50 92 12
 United Kingdom+44 (0)1530 411000
 Deutschland +49 (0)211/16450-0
 Nederland +31 (0)347 32 35 32
 Italia +39 02-950541

Suisse/Schweiz +41 (0)21/706 21 30
 (deutschsprachig)021/706 21 38
 Österreich +43 (0)2243 / 28550
 Ireland +353 (0)1 413 6005
 Iberia +34 (0)93 6856000

Nordic Countries+46 (0)8 564 353 60
 Exportcontact your local Hill-Rom distributor
or contact your Area manager via website
 or call +1 812 934 8173

Hill-Rom behoudt zich het recht voor alle details of specificaties of modellen zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De enige garantie die Hill-Rom op het product geeft, is de expliciete schriftelijke garantie die aan het verkoop- of huurcontract verbonden is. © 2007 Hill-Rom Services, Inc. - ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.



USA & Canada
 Western & Eastern Europe
 Middle East / Africa /
 Indian Sub-Continent
 Asia Pacific

Hill-Rom
 A HILLENBRAND INDUSTRY