

Techniek voor zorg,
zorg voor techniek.



infuustechnologie

AutoPress (E)

Automatische drukinfuusregelaar

Met de Autopress van Biegler geeft u op een eenvoudige wijze infusie met hoge druk. Hierbij is een constante druk instelbaar die u niet hoeft bij te regelen. U kunt het toestel stand alone inzetten of combineren met de bloed- en infuusverwarmer Protherm II, BW685(S) en BW585 van Biegler. De druk kan tot 300 mmHg ingesteld worden. De AutoPress E heeft een ingebouwde batterij met back-up functie van 3 uur.

- / precies in te stellen
- / zeer korte opstarttijd
- / werkt met 2x 500, 2x 1000 of 2x 3000 cc zakken
- / compact en lichtgewicht
- / druk begrensd op 300 mmHg
- / snel en veilig ontlichten
- / past op elke infuusstandaard



FL05236 v3.1 01/04/16