



Techniek voor zorg,  
zorg voor techniek.



neonatologie/pediatrie

# BiliCocoon® Bag

## Fototherapie in een “cocon”

Hoe zou het zijn als uw patiënt ook tijdens fototherapie bij moeder kan zijn en ook borstvoeding kan krijgen? De BiliCocoon® Bag biedt deze mogelijkheden.

De BiliCocoon® Bag van NeoMedLight is een waardevol toestel voor fototherapie dat zeer effectief werkt volgens de klinische richtlijnen die hier voor zijn. Door de homogene lichtverspreiding, blootstelling dicht op de huid en de grootte van het blootgestelde lichaamsoppervlak is uw fototherapie zeer doeltreffend.

Het BiliCocoon® Bag-systeem is voor à terme patiënten in een bedje of open couveuse en kan gebruikt worden tijdens buidelen of borstvoeding. Het kind wordt als het ware ingebakerd met fototherapielicht, dit wordt als comfortabel beschouwd.

De BiliCocoon® is eenvoudig in gebruik. U gebruikt een disposable hoes om het patiëntdeel en stelt het toestel gemakkelijk in. Ook is de BiliCocoon® uitermate geschikt voor gebruik in de thuissituatie.



- / Fototherapie tijdens buidelen of borstvoeding
- / Fototherapie thuis
- / Zeer effectieve fototherapie door groter blootgesteld oppervlak: 1200 cm<sup>2</sup>
- / Homogene en intense lichtverspreiding: 35 μW / cm<sup>2</sup> / nm
- / Lichtemissie: 460 nm

FL18339 v3.0 30/03/18