



Techniek voor zorg,
zorg voor techniek.



neonatologie/pediatrie

BiliCocoon[®] Nest

Zeer effectieve fotherapieblanket

Het BiliCocoon[®] Nest van NeoMedLight: een bijzonder effectieve blanket voor fotherapie. Doordat het BiliCocoon[®] Nest de hoogste lichtoppervlakte heeft en de mogelijkheid heeft om de blanket om het kind heen te buigen is de therapie zeer doeltreffend. Het BiliCocoon[®] Nest is geschikt voor gebruik in de couveuse en kan ook tijdens kangoeroën ingezet worden.

Door speciale bewerking van de "lightpad" wordt het fotherapielicht over de gehele oppervlakte homogeen verspreid. Dit zorgt ervoor dat de lichtintensiteit over de gehele oppervlakte goed verspreid is en er geen "hotspots" zijn.

De Bilicocoon is zeer eenvoudig in gebruik. Bij het BiliCocoon[®] Nest gebruikt u een disposable hoes om het lightpad. Dit toestel is geschikt voor het geven van fotherapie van kinderen met een zeer laag geboortegewicht tot á term geboren.



- / Voor gebruik in couveuse of bedje
- / Homogene en intense lichtverspreiding: $35 \mu\text{W} / \text{cm}^2 / \text{nm}$
- / Lichtemissie: 460 nm
- / Kortere fotherapie door groot lichtoppervlak: 1200 cm^2

FL20386 v3.0 14/08/20