



Techniek voor zorg,
zorg voor techniek.



neonatologie/pediatrie

Blinky oogbeschermers

Bescherming van de ogen tijdens fotherapie

Om beschadiging aan de ogen te voorkomen tijdens fotherapie is bescherming benodigd. Human Protection is een fabrikant van diverse middelen ter bescherming van de patiënt en produceert onder andere de Blinky oogbeschermers.

Er zijn vier varianten, te weten de Blinky Adhesive, Classic, Masker en Premium. De meest gebruikte versie is de Blinky Premium, deze ziet u in de afbeelding hiernaast. Deze Y-gevormde oogbeschermer heeft een goede pasvorm, beschermt de ogen zeer goed en is buiten het gebied van de ogen lichtdoorlatend. Zo ontvangt de patiënt optimale fotherapie en worden tegelijkertijd de ogen goed beschermd.

De Blinky oogbeschermers zijn gemaakt van zacht materiaal. Op ooghoogte is een middenlaag van polyurethaan spons geplaatst waar koolstof in is verwerkt. Dit blokkeert het licht effectief.

Bekijk de vier varianten op de achterzijde.

- / Zacht materiaal
- / Voor 99,92% lichtblokkerend ter hoogte van ogen
- / Blinky Premium: 77% lichtdoorlatend rondom



FL19358 v3.0 15/04/19



neonatologie/pediatrie

Specificaties

Blinky Premium

Materiaal binnenvoering	: katoen
Materiaal buitenzijde	: synthetisch polyester
Materiaal middenlaag	: polyurethaan spons met koolstof
Maten	: 88-90-160 – MKK-PEY-Small (24cm) 88-90-161 – MKK-PEY-Medium (28cm) 88-90-162 – MKK-PEY-Large (33cm)



Blinky Classic

Materiaal binnenvoering	: katoen
Materiaal buitenzijde	: synthetisch polyester
Materiaal middenlaag	: polyurethaan spons met koolstof
Maten	: 88-90-130 – MKK-PEC-Small (25cm) 88-90-131 – MKK-PEC-Medium (31cm) 88-90-132 – MKK-PEC-Large (33cm)



Blinky Adhesive

Materiaal binnenvoering	: katoen
Materiaal buitenzijde	: synthetisch polyester
Materiaal middenlaag	: polyurethaan spons met koolstof
Maten	: 88-90-140 – MKK-PEA-Small (12cm) 88-90-141 – MKK-PEA-Medium (17cm) 88-90-142 – MKK-PEA-Large (20cm)



Blinky Masker

Materiaal binnenvoering	: katoen
Materiaal buitenzijde	: synthetisch polyester
Materiaal middenlaag	: polyurethaan spons met koolstof
Maat	: 88-90-150 – MKK-PEM (18cm – 25 cm)

