

Techniek voor zorg,
zorg voor techniek.



infuustechnologie

Biegler BW685(S)

Bloed- en infuusverwarmer

Eenvoud en degelijkheid, daar staat dit product van Biegler voor. Bloed of infuusvloeistof verwarmen doet u door twee eenvoudige handelingen: de infuuslijn om het toestel heen wikkelen en de gewenste temperatuur instellen. U kunt ook meerdere infusen tegelijk verwarmen. De geïntegreerde handgreep en paal/railmontage maken het mogelijk de BW685 overal te gebruiken. Als het belangrijk is dat de infusievloeistof tot aan de patiënt wordt verwarmd, bijvoorbeeld bij kleine kinderen of grotere afstand tussen patiënt en infuus, dan is er de BW685S. Dit is de uitvoering met verwarming tot aan de patiënt.



- / regelbaar tussen 37°C en 41°C, per 0,5°C
- / meerdere infusen tegelijk mogelijk
- / geen verdere accessoires nodig
- / zeer eenvoudig te gebruiken
- / alarmering bij 42°C of hoger
- / temperatuurbeveiliging op 42°C

FL07256 v3.0 2/11/15