



Curan Catheters

Specialist in intermitterende katheters



Betrouwbaar Praktisch Comfortabel



Missie en visie van Curan ————— **05**

Werken aan een betere kwaliteit van leven

Veilig zelf katheteriseren ————— **09**

Curan meets your needs

Curan Man ————— **10**

Compacte katheter voor mannen, klaar voor gebruik

Curan Lady ————— **12**

Compacte en zeer gebruiksvriendelijke katheter voor vrouwen

Curan Advantage-range ————— **16**

Makkelijker en veiliger katheteriseren

Curan Hydrophilic Coated ————— **22**

Voor intermitterende zelf katheterisatie

Curan Closed System ————— **24**

Unisex katheter met gegarandeerd lekvrije opvangzak

Curan Plain ————— **28**

Te gebruiken in combinatie met een aanvullende hydrogel

Blijven verbeteren ————— **31**

Innovatieve producten van topkwaliteit

Wij werken aan een betere kwaliteit van leven door samenwerking en innovatie

Bij Curan staat de eindgebruiker centraal. Dit betekent dat we alle katheters en bijbehorende producten ontwikkelen op basis van wensen van de gebruikers. En met succes: meer dan 70% van de mensen die voor het eerst een katheter van Curan gebruikt, wil dit blijven doen.



Een betere kwaliteit van leven realiseren voor mensen met continentiestoornissen. Dat is onze missie. Dit doen we door het ontwikkelen, produceren en distribueren van hoogwaardige producten, waarmee we onze gebruikers een comfortabele, hygiënische, pijnloze en probleemloze oplossing bieden voor intermitterende katheterisatie.

Een klantgerichte benadering, samenwerking en innovatie staan voorop bij Curan. Samen met exclusieve distributeurs, gebruikers, professionals, toeleveranciers en strategische partners werken we aan een uitgebalanceerd gamma van producten en diensten.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen speelt een belangrijke rol in onze visie. Op dit gebied stellen we dan ook hoge eisen aan de toeleveranciers en strategische partners.



De belangrijkste voordelen van alle Curan katheters

- ✓ Gladgepolijste eyelets voor inbrengen zonder irritatie
- ✓ Vrij van ftalaten
- ✓ Connector is flexibel, zacht, universeel - te gebruiken in combinatie met iedere urine-opvangzakken- bevat een kleurcodering
- ✓ Met Blue Grip® hygiënische inbreng hulp voor het risicoloos en schoon inbrengen van de katheter
- ✓ Compacte en discrete verpakkingen
- ✓ Uitermate gebruiksvriendelijk
- ✓ Alle katheters zijn steriel verpakt en voor eenmalig gebruik



curan, meets your needs







Vragen, luisteren en onderzoeken daar gaat het bij Curan om. Wij ontwikkelen en produceren hoogwaardige en innovatieve producten, gemaakt volgens de wensen van gebruikers en professionals.

Veilig zelf katheteriseren

U heeft van uw arts te horen gekregen dat u moet gaan katheteriseren. Bijvoorbeeld omdat uw blaas niet goed meer werkt of omdat u ongewild urine verliest. Intermittierende katheterisatie is dan vaak een goede oplossing. Dit houdt in dat u vier tot zes keer per dag uw blaas helemaal leegt met behulp van een flexibele, steriele katheter. Deze handeling duurt slechts een paar minuten.

Curan biedt hiervoor verschillende praktische en comfortabele katheters, voor klinisch gebruik, thuis en onderweg. Lees in deze brochure welke katheter het best bij u past.



Curan Man

Compacte katheter voor mannen, klaar voor gebruik



Compacte katheter voor mannen, klaar voor gebruik

De Curan Man is uniek door zijn compacte, praktische en discrete design. De katheters zijn klaar voor gebruik en uitermate gebruiksvriendelijk. De katheters zijn per stuk steriel verpakt, voor eenmalig gebruik en vrij van de agressieve weekmakers zoals ftalaten. Alle katheters hebben gladgepolijste eyelets, waardoor het inbrengen risicoloos is en irritaties worden voorkomen. De katheters zijn voorzien van een gladde hydrogel coating, die gegarandeerd lekvrij is en geen vloeistof knoeit. De Curan Man wordt in gestrekte versie verpakt in een doos. Door de katheter te vouwen in de compacte versie, kan hij eenvoudig meegenomen worden in een tas. De clips zorgen ervoor dat de compacte versie eenvoudig en comfortabel zijn vorm behoudt. Alle katheters bezitten een universele, zachte, flexibele en met kleur gecodeerde connector. Iedere katheter is individueel getest en gegarandeerd veilig en comfortabel in gebruik.



De belangrijkste voordelen op een rij

- ✓ Compact design; eenvoudig mee te nemen in de zak, jas of tas
- ✓ Direct klaar voor gebruik
- ✓ Pre lubricated met comfortabele hydrogel coating die geen spat- of drup problemen geeft
- ✓ De katheter kan na gebruik veilig en hygiënisch in de verpakking geplaatst worden en makkelijk weer in een zak, jas of tas op te bergen



De Curan Man heeft een lengte van 30 cm en is verkrijgbaar in de volgende charrière-maten:

Curan Man			
Productcode	Maat	Verpakking	Kleurcode
CM12 Compact ready to use male device	Ch 12	doos met 30 stuks	<input type="checkbox"/> Wit
CM14 Compact ready to use male device	Ch 14	doos met 30 stuks	<input checked="" type="checkbox"/> Groen
CM16 Compact ready to use male device	Ch 16	doos met 30 stuks	<input checked="" type="checkbox"/> Oranje

De '30 stuks verpakkingen' bevat 5 clips die bevestigd kunnen worden aan de Curan Man. Om deze in zogenaamd compacte vorm mee te nemen.

Curan Lady

De compacte en zeer gebruiksvriendelijke katheter voor vrouwen



De compacte en zeer gebruiksvriendelijke katheter voor vrouwen

De Curan Lady is uniek door haar compacte en elegante design. Direct klaar voor gebruik en uitermate gebruiksvriendelijk. De katheters zijn per stuk steriel verpakt, voor eenmalig gebruik en zijn vrij van de agressieve weekmaker ftalaat. Iedere katheter wordt individueel getest en is gegarandeerd lek vrij. Alle katheters hebben gladgepolijste eyelets, waardoor het inbrengen risicoloos is en irritaties worden voorkomen. En elke op de markt verkrijgbare urine-opvangzak kan in combinatie met dit product worden gebruikt.



De belangrijkste voordelen op een rij

- ✓ Zeer compact en discreet design
- ✓ Direct klaar voor gebruik
- ✓ Pre lubricated met comfortabele hydrogel
- ✓ De katheter kan na gebruik veilig en hygiënisch in de verpakking geplaatst worden en is makkelijk weer in de handtas op te bergen



De Curan Lady heeft een lengte van 12 cm en is verkrijgbaar in de volgende charrière-maten:


Curan Lady			
Productcode	Maat	Verpakking	Kleurcode
CL 08 Compact ready to use female device	Ch 08	doos met 30 stuks	■ Blauw
CL 10 Compact ready to use female device	Ch 10	doos met 30 stuks	■ Zwart
CL 12 Compact ready to use female device	Ch 12	doos met 30 stuks	□ Wit
CL 14 Compact ready to use female device	Ch 14	doos met 30 stuks	■ Groen

A person is sitting on a train platform, looking at a laptop. A pink suitcase is next to them. In the background, there is a train and a platform with a black railing. The scene is brightly lit, suggesting a sunny day.

Veilig katheteriseren met Curan

In heel Europa leveren wij een uitgebreid assortiment van verschillende katheters. Voor intermitterend gebruik – klinisch, thuis en onderweg. Alle Curan producten zijn vrij van latex en agressieve weekmakers (vrij van ftalaten) en voorzien van gladgepolijste eyelets, voor inbrengen zonder risico's en irritaties.

“Dankzij de katheters van Curan Lady kan ik weer ontspannen reizen.”



Curan Advantage-range

Verkrijgbaar in Man, Lady en Unisex



Makkelijker en veiliger katheteriseren

De Curan Advantage hydrofiel gecoate katheters zijn direct gebruiksklaar. De lekvrije waterpocket, gevuld met steriel water, is makkelijk te openen met een lichte knijpbeweging. Het steriele water activeert de gebruiksvriendelijke hydrofiel gladde 'comfort coating' in ca. 25 sec. Door de handige ophangplakker is de verpakking in elke ruimte verticaal te plaatsen gedurende de activering van de coating. De gebruiker kan zich tussentijds klaarmaken voor katheteriseren. Bovendien zijn de katheters Curan Advantage Man en Unisex voorzien van de unieke Blue Grip®; een handig hulpmiddel om katheters in te brengen zonder aanraking met de hand. De Blue Grip® is gemakkelijk, hygiënischer en verkleint de kans op infecties aanzienlijk. Alle Curan katheters zijn voorzien van gladgepolijste eyelets, voor inbrengen zonder irritaties. Ook zijn ze vrij van ftalaten. Iedere katheter is individueel getest en gegarandeerd veilig en comfortabel in gebruik.



De belangrijkste voordelen op een rij

- ✓ Verpakking is makkelijk te openen
- ✓ Na gebruik eenvoudig te sluiten, gegarandeerd lek vrij
- ✓ Direct klaar voor gebruik met geïntegreerde waterpocket
- ✓ Uitermate gebruiksvriendelijk met hydrofiële gladde 'comfort coating'



De Curan Advantage Man heeft een lengte van 42 cm en is verkrijgbaar in de volgende charrière-maten:

Curan Advantage Man			
Productcode	Maat	Verpakking	Kleurcode
WHM 08 Curan Coated RTU incl. Blue Grip® Male	Ch 08	doos met 30 stuks	■ Blauw
WHM 10 Curan Coated RTU incl. Blue Grip® Male	Ch 10	doos met 30 stuks	■ Zwart
WHM 12 Curan Coated RTU incl. Blue Grip® Male	Ch 12	doos met 30 stuks	□ Wit
WHM 14 Curan Coated RTU incl. Blue Grip® Male	Ch 14	doos met 30 stuks	■ Groen
WHM 16 Curan Coated RTU incl. Blue Grip® Male	Ch 16	doos met 30 stuks	■ Oranje
WHM 18 Curan Coated RTU incl. Blue Grip® Male	Ch 18	doos met 30 stuks	■ Rood

Curan Advantage-range

Verkrijgbaar in Man, Lady en Unisex



De Curan Advantage Man Tiemann heeft een lengte van 42 cm en is verkrijgbaar in de volgende charrière-maten:

Curan Advantage Man Tiemann

Productcode	Maat	Verpakking	Kleurcode
WHM 12cCuran Coated RTU Tiemann tip incl. Blue Grip® Male	Ch 12	doos met 30 stuks	<input type="checkbox"/> Wit
WHM 14cCuran Coated RTU Tiemann tip incl. Blue Grip® Male	Ch 14	doos met 30 stuks	<input checked="" type="checkbox"/> Groen



De Curan Advantage Lady heeft een lengte van 14 cm en is verkrijgbaar in de volgende charrière-maten:

Curan Advantage Lady

Productcode	Maat	Verpakking	Kleurcode
WHF 08 Curan Coated RTU Female	Ch 08	doos met 30 stuks	<input checked="" type="checkbox"/> Blauw
WHF 10 Curan Coated RTU Female	Ch 10	doos met 30 stuks	<input checked="" type="checkbox"/> Zwart
WHF 12 Curan Coated RTU Female	Ch 12	doos met 30 stuks	<input type="checkbox"/> Wit
WHF 14 Curan Coated RTU Female	Ch 14	doos met 30 stuks	<input checked="" type="checkbox"/> Groen
WHF 16 Curan Coated RTU Female	Ch 16	doos met 30 stuks	<input checked="" type="checkbox"/> Oranje



De Curan Advantage Unisex heeft een lengte van 30 cm en is verkrijgbaar in de volgende charrière-maten:

Curan Advantage Unisex

Productcode	Maat	Verpakking	Kleurcode
WHU 08 Curan Coated RTU incl. Blue Grip® Unisex M/F	Ch 08	doos met 30 stuks	<input checked="" type="checkbox"/> Blauw
WHU 10 Curan Coated RTU incl. Blue Grip® Unisex M/F	Ch 10	doos met 30 stuks	<input checked="" type="checkbox"/> Zwart
WHU 12 Curan Coated RTU incl. Blue Grip® Unisex M/F	Ch 12	doos met 30 stuks	<input type="checkbox"/> Wit
WHU 14 Curan Coated RTU incl. Blue Grip® Unisex M/F	Ch 14	doos met 30 stuks	<input checked="" type="checkbox"/> Groen

- ✓ **Direct klaar voor gebruik met geïntegreerde waterpocket**
- ✓ **Uniek en discreet design**
- ✓ **Gladgepolijste eyelets voor inbrengen zonder irritaties**
- ✓ **Gebruiksvriendelijk door hydrofiele gladde 'comfort coating'**





Uw blaas de baas met Curan

Met de katheters van Curan wordt uw leven een stuk prettiger. Door zelf regelmatig te katheteriseren, houdt u een gezonde blaasfunctie intact. Zo voorkomt u ongewild urineverlies, infecties en nierproblemen. De katheters zijn voorzien van gladgepolijste eyelets, zodat het inbrengen veilig, comfortabel en pijnloos verloopt, zonder risico's en irritaties.



Curan Hydrophilic Coated

Voor intermitterende zelf katheterisatie, vrij van ftalaten

Voor intermitterende zelf katheterisatie, vrij van ftalaten

De Curan Hydrophilic coated katheters zijn voorzien van een hydrofiele coating en vrij van de agressieve weekmaker ftalaat. Deze zijn per stuk steriel verpakt, voor eenmalig gebruik. Alle Curan katheters zijn voorzien van gladgepolijste eyelets, waardoor het inbrengen risicoloos is en irritaties worden voorkomen. De mannenkatheters hebben bovendien de unieke Blue Grip®; een vernuftig hulpmiddel om katheters in te brengen zonder aanraking met de hand. Dit is een stuk makkelijker, hygiënischer en verkleint de kans op infecties aanzienlijk.

De belangrijkste voordelen op een rij

- ✓ Uitermate gebruiksvriendelijk met hydrofele gladde "comfort coating"
- ✓ Verpakking is gebruiksvriendelijk
- ✓ Gladgepolijste eyelets, voor inbrengen zonder irritatie
- ✓ Mannenkatheters voorzien van unieke Blue Grip®

De Curan Hydrophilic Lady heeft een lengte van 20 cm en is verkrijgbaar in de volgende charrière-maten:

Curan Hydrophilic Lady			
Productcode	Maat	Verpakking	Kleurcode
HF 8 Female Hydrophilic coated Nelaton tip	Ch 08	doos met 30 stuks	■ Blauw
HF 10 Female Hydrophilic coated Nelaton tip	Ch 10	doos met 30 stuks	■ Zwart
HF 12 Female Hydrophilic coated Nelaton tip	Ch 12	doos met 30 stuks	□ Wit
HF 14 Female Hydrophilic coated Nelaton tip	Ch 14	doos met 30 stuks	■ Groen
HF 16 Female Hydrophilic coated Nelaton tip	Ch 16	doos met 30 stuks	■ Oranje

De Curan Hydrophilic Man heeft een lengte van 40 cm en is verkrijgbaar in de volgende charrière-maten:

Curan Hydrophilic Man			
Productcode	Maat	Verpakking	Kleurcode
HM 8 Male Hydrophilic coated Nelaton tip	Ch 08	doos met 30 stuks	■ Blauw
HM 10 Male Hydrophilic coated Nelaton tip	Ch 10	doos met 30 stuks	■ Zwart
HM 12 Male Hydrophilic coated Nelaton tip	Ch 12	doos met 30 stuks	□ Wit
HM 12C Male Hydrophilic coated Tiemann tip	Ch 12	doos met 30 stuks	□ Wit
HM 14 Male Hydrophilic coated Nelaton tip	Ch 14	doos met 30 stuks	■ Groen
HM 14C Male Hydrophilic coated Tiemann tip	Ch 14	doos met 30 stuks	■ Groen
HM 16 Male Hydrophilic coated Nelaton tip	Ch 16	doos met 30 stuks	■ Oranje

Curan Closed System

Intermitterende katheter compleet met opvangzak

Unisex katheter met gegarandeerd lekvrije opvangzak

Het Curan Closed system is een intermitterende katheter met opvangzak van 1500 ml. De katheter is vrij van ftalaten. Net als alle andere katheters van Curan is ook het Curan Closed system voorzien van gladgepolijste eyelets. Hierdoor is het inbrengen risicoloos en voorkomt het irritaties. De katheters zijn per stuk steriel verpakt – voor eenmalig gebruik - en voorzien van een comfortabele hydrogel, dus direct klaar voor gebruik. Voor extra zekerheid is iedere opvangzak individueel getest en gegarandeerd lekvrij. Het Curan Closed system is verkrijgbaar in verschillende maten, voor zowel mannen als vrouwen.

De belangrijkste voordelen op een rij

- ✓ Unisex katheter compleet met opvangzak
- ✓ Pre lubricated met zachte hydrogel coating
- ✓ Hygienisch en risicoloos door “Introducer tip”
- ✓ Opvangzak van 1500 ml inhoud

De Curan Closed systems zijn 40 cm lang en verkrijgbaar in de volgende charrière-maten:

Curan Closed System Unisex

Productcode	Maat	Verpakking	Kleurcode
CB 08 Curan closed system with 1500 ml bag and catheter	Ch 08	doos met 25 stuks	■ Blauw
CB 10 Curan closed system with 1500 ml bag and catheter	Ch 10	doos met 25 stuks	■ Zwart
CB 12 Curan closed system with 1500 ml bag and catheter	Ch 12	doos met 25 stuks	□ Wit
CB 14 Curan closed system with 1500 ml bag and catheter	Ch 14	doos met 25 stuks	■ Groen
CB 16 Curan closed system with 1500 ml bag and catheter	Ch 16	doos met 25 stuks	■ Oranje





“De Curan katheters zijn gemakkelijk en comfortabel in het gebruik, ik wil geen ander merk!”

“Dankzij de katheters van Curan Man kan ik mijn oude ritme weer oppakken.”

Bestel een gratis proefpakket

Maak kennis met de uitgekiende katheters voor klinisch gebruik, thuis en onderweg van Curan. Kijk voor meer informatie op curan.eu



Curan Plain

Voor intermitterende zelf katheterisatie, vrij van ftalaten

Voor intermitterende zelf katheterisatie, vrij van ftalaten

De Curan Plain katheters zijn glad, ongecoat en vrij van ftalaten. De katheters zijn per stuk steriel verpakt, voor eenmalig gebruik. Alle katheters hebben gladgepolijste eyelets, waardoor het inbrengen risicoloos is en irritaties worden voorkomen.



De belangrijkste voordelen op een rij


- ✓ Kwalitatief hoogwaardige katheter
- ✓ Katheter zonder toegevoegde coating
- ✓ Apart hydrogel toevoegen voor comfortabel gebruik
- ✓ Gegarandeerd lekvrij

De Curan Plain Lady heeft een lengte van 20 cm en is verkrijgbaar in de volgende charrière-maten:

Curan Plain Lady			
Productcode	Maat	Verpakking	Kleurcode
F08 Female plain Nelaton tip	Ch 08	doos met 30 stuks	■ Blauw
F10 Female plain Nelaton tip	Ch 10	doos met 30 stuks	■ Zwart
F12 Female plain Nelaton tip	Ch 12	doos met 30 stuks	□ Wit
F14 Female plain Nelaton tip	Ch 14	doos met 30 stuks	■ Groen
F16 Female plain Nelaton tip	Ch 16	doos met 30 stuks	■ Oranje

De Curan Plain Man heeft een lengte van 40 cm en is verkrijgbaar in de volgende charrière-maten:

Curan Plain Man			
Productcode	Maat	Verpakking	Kleurcode
M8 Male plain Nelaton tip	Ch 08	doos met 30 stuks	■ Blauw
M10 Male plain Nelaton tip	Ch 10	doos met 30 stuks	■ Zwart
M12 Male plain Nelaton tip	Ch 12	doos met 30 stuks	□ Wit
M12C Male plain Tiemann tip	Ch 12	doos met 30 stuks	□ Wit
M14 Male plain Nelaton tip	Ch 14	doos met 30 stuks	■ Groen
M14C Male plain Tiemann tip	Ch 14	doos met 30 stuks	■ Groen
M16 Male plain Nelaton tip	Ch 16	doos met 30 stuks	■ Oranje



“Gelukkig kan ik vertrouwen op de kwaliteit van mijn Curan Advantage Man katheters.”

Curan: specialist in intermitterende katheterisatie

Curan werkt samen met medisch specialisten aan katheters van topkwaliteit.

- ✓ Gemaakt volgens de wensen van gebruikers en professionals
- ✓ Op basis van jarenlange kennis en ervaring
- ✓ Uitgebreid getest, dus veilig en betrouwbaar
- ✓ Gebruiksvriendelijke en innovatieve producten

Blijven verbeteren

Met onze kennis en jarenlange ervaring ontwikkelen we innovatieve producten van topkwaliteit. En we doen er alles aan om de kwaliteit zo hoog te houden. Daarom vragen we gebruikers en professionals, zoals artsen en verpleegkundigen, regelmatig naar hun bevindingen en ideeën. Op onze uitstekend geoutilleerde Research & Development-afdeling ontwikkelen en testen we nieuwe producten. Altijd met één doel voor ogen: het realiseren van innovatieve, comfortabele producten die het de gebruiker en de professional makkelijk maken.

Alle Curan producten beschikken over het CE-keurmerk en het keurmerk EN ISO 13485:2012. Bovendien is de cleanroom gecertificeerd volgens class 10.000.

Leven met een blaasprobleem?

Curan meets your needs

Bekijk het uitgebreide assortiment en de instructievideo's op:

www.curan.eu

Curan: specialist in intermitterende katheters

Curan Medical BV
Barlhammerweg 26

7006 GE Doetinchem
The Netherlands

Tel. +31 (0)314 39 27 25
Fax +31 (0)314 62 05 80

E-mail info@curan.eu
Internet www.curan.eu

