

Techniek voor zorg,  
zorg voor techniek.



biomedische testapparatuur

# Dale 40

## Fototherapie radiometer

De Fluke Biomedical Dale 40 is speciaal ontworpen om uw fotherapie-apparatuur te meten. De Dale 40 meet het blauwe deel van het lichtspectrum tussen 400 en 480 nm. Hiermee kunt u de status van de lampen controleren en voorkomt u voortijdige vervanging, hetgeen kostenbesparend werkt.

- / Controleer eenvoudig uw bilirubine-lampen
- / Draagbaar instrument
- / Groot LCD display
- / Lens met cosinus absorptiefunctie van de menselijke huid
- / Compleet in koffertje



FL00168 v3.0 27/10/15