

Techniek voor zorg,
zorg voor techniek.



infuustechnologie

ESH 04

Infuusverwarmer voor mobiele hulpdiensten

De ESH 04 infuusverwarmer van Biegler is speciaal ontworpen voor draagbaar gebruik. Door de interne accu kunnen op locatie twee infuuszakken van 500 ml warm en snel worden toegediend. Deze accu kan minimaal 90 minuten de vloeistoftemperatuur op 37°C houden. Met de geïntegreerde drukmanchet kunt u infunderen onder druk, zonder verder benodigde accessoires. Wat de bediening extra makkelijk maakt is dat de infuusvloeistof van buitenaf duidelijk zichtbaar is. Het toestel beschikt over een adapter voor netspanning en 12 volt, die zichzelf ontkoppelt bij acute situaties. De interne accu zet de verwarming automatisch voort.

- / ontworpen voor mobiel gebruik
- / veelzijdig, compact en licht
- / houdt via de accu de temperatuur tot 90 minuten vast
- / geïntegreerde drukmanchet
- / voorzien van adapter voor netspanning en/of 12 volt



FL05229 v3.0 30/10/15