



Techniek voor zorg,  
zorg voor techniek.



neonatologie/pediatrie

# Fixy fixatiebandje

## Fixatie pols of enkel

In bepaalde situaties zoals bijvoorbeeld chirurgie kan het weleens gewenst zijn om de pols of enkel te fixeren van de pasgeborene op de neonatologie-afdeling.

Het Fixy fixatiebandje is hier voor ontwikkeld. Het deel wat aan pols of enkel komt is gemaakt van zeer zacht katoen en is absorberend. De samenstelling van het materiaal zorgt dat er geen allergieën of irritaties ontstaan. Aan het zachte katoen zit een dubbele bevestigingsband voor bijvoorbeeld fixatie aan couveuse of bed.

Het Fixy fixatiebandje is beschikbaar in twee maten.



- / Fixy Baby limb holder (12 stuks) maat 11 x 3 cm: artikelnummer 88-90-110
- / Fixy Baby limb holder (12 stuks) maat 18 x 4 cm: artikelnummer 88-90-111

FL19363 v3.0 15/04/19