



Techniek voor zorg,  
zorg voor techniek.



neonatologie/pediatrie

# Flexy infuusspalk

## Spalk voor positionering infuus

De Flexy infuusspalk van Human Protection is ontwikkeld om het infuus bij de patiënt op zijn plaats te houden. De Flexy infuusspalk is zacht en goed te bevestigen. Er worden twee bevestigingsbandjes met zacht klittenband meegeleverd.

De infuusspalk is voorzien van een aluminium middenlaag. Daardoor is deze buigbaar en zo aan te passen voor de juiste positionering.

Het oppervlak is van zeer zacht katoen en is absorberend. De Flexy infuusspalk is er in drie maten. Een variant voor prematuren is in ontwikkeling.



FL19359 v3.0 15/04/19

- / Flexy Infuusspalk maat S (25 stuks): artikelnummer 88-90-120
- / Flexy Infuusspalk maat M (25 stuks): artikelnummer 88-90-121
- / Flexy Infuusspalk maat L (25 stuks): artikelnummer 88-90-122