



Techniek voor zorg,
zorg voor techniek.



neonatalogie/pediatrie

High Flow Nasal Cannula

Neusbrillen voor pasgeborenen

De neusbrillen van Armstrong Medical kunt u inzetten voor flowtherapie, ze zijn zacht en flexibel voor de patiënt. Ze zijn verkrijgbaar in 5 verschillende maten voor prematuren (1-8 L/min) tot jonge kinderen (1-13 L/min).

Hoogwaardige high flow nasal cannula met comfortabele siliconen pads ter ondersteuning en voorkomen van huidbeschadiging. Deze neusbrillen voor High Flow kunnen ook onderdeel uitmaken van uw slangenset voor High Flow therapie.

De neusbrillen passen op alle relevante merken slangensets en zijn uiteraard vrij van DEHP en ftalaten.



- / Hoogwaardige high flow neusbrillen
- / Elegante siliconen pads ter ondersteuning
- / Beschikbaar in 5 maten, van prematuur tot grotere kinderen
- / Ook te combineren met comfortabele "bonnets"

FL18338 v3.0 26/03/18