



Techniek voor zorg,
zorg voor techniek.



neonatologie/pediatrie

High Flow slangensets

Uw slangen voor High Flow therapie

Slangsystemen van Armstrong Medical voor toepassen van High Flow Nasal Therapy. Op welke wijze u ook deze therapie wilt toepassen, wij realiseren de juiste slangen voor u. U kunt High Flow geven via uw beademingsapparaat, toestel voor non-invasieve ondersteuning of via de blender.

De High Flow Nasal Cannula en Bonnets zijn een goede combinatie met de High Flow slangensets.

Alle slangen van Armstrong Medical zijn vrij van DEHP / ftalaten. En nog interessanter: de slangen zijn gemaakt van materiaal met een antimicrobiëel component genaamd BioCote®. Hiermee wordt de aanwas en groei van bacteriën in de slangen tegengewerkt.

- / Samengesteld slangensysteem voor High Flow Nasal Therapy
- / Alle slangen bevatten BioCote®, een antimicrobiëel component
- / Combineer met de hoogwaardige High Flow Nasal Cannula



FL18331.V3.0.26/03/18