



iXLR8

Negatieve druktherapie

Meer gemak, meer comfort

Nieuwe dimensie

Continu innoveren op basis van de feedback van onze klanten.
Dat is de kracht van Yo medical. Met als resultaat de nieuwe iXLR8®.
Meer gemak, meer comfort en indrukwekkende prestaties.

Op ware grootte

Weegt slechts 600 gram en is geluidsarm.

Groot en leesbaar kleurenscherm.

Capaciteit 40-230 mmHg.

Vernieuwd blokkade- en bekervolalarm.

Eenvoudige bediening.

Ingebouwde Li-ionbatterij werkt minimaal 8 tot 12 uur. Herladen in slechts drie uur.



Klein en slim

De iXLR8® is de jongste opvolger in de succesvolle serie pompen voor negatieve druktherapie van Yo medical. De innovaties en vernieuwingen van de iXLR8® zijn vooral gebaseerd op de feedback van patiënten, wondverpleegkundigen en specialisten. Met als resultaat een kleine, slimme pomp die eenvoudig is te bedienen en nog beter aansluit op de wensen van wondverpleegkundigen en patiënten.

Bovendien leveren wij als enige drie verschillende formaten wondbedekkers. Knippen in de wondfolie is daarmee zo goed als verleden tijd. En omdat we de Port alvast hebben aangesloten op de folie, kunt u de therapie in nog geen tien minuten beginnen.

De nieuwe iXLR8® is voorzien van een nieuw blokkade- en bekevol alarm en is nog comfortabeler dankzij de geïntegreerde opvangbeker. Met de iXLR8® heeft u een compleet negatieve druktherapie systeem dat kleiner is dan een A4-tje en slechts 600 gram weegt. Natuurlijk leveren wij een handige draagtas bij de pomp. Dat biedt uw patiënten optimale bewegingsvrijheid tijdens de therapie.

Onze negatieve druktherapie leveren wij

inclusief een compleet pakket


geavanceerde verbandmiddelen.



accelerate

Gebruiksvriendelijkheid staat centraal bij de vernieuwde iXLR8®.

De geïntegreerde opvangbeker is met een eenvoudig kliksysteem vast- en los te koppelen aan de pomp.



Met de komst van de nieuwe iXLR8® is ook het verbandpakket verbeterd




Gebruiksvriendelijkheid centraal

Gebruiksvriendelijkheid staat centraal bij de vernieuwde iXLR8®. De geïntegreerde opvangbeker koppelt u snel aan de pomp met een eenvoudig kliksysteem. Dat scheelt tijd in het wisselen van opvangbekers. De iXLR8® is zeer eenvoudig in te stellen dankzij het handige keuzemenu. Het grote display biedt in één oogopslag alle belangrijke gegevens voor de wondconsulent. Klein, comfortabel en gebruiksvriendelijk. Het maakt de iXLR8® tot de ideale negatieve druktherapie. Niet alleen in de zorginstelling zelf, maar zeker ook voor toepassingen bij patiënten thuis.

Veilig Luer-Lockstelsel

Het unieke Luer-Lockstelsel combineert veiligheid met gebruiksgemak. Met een eenvoudige beweging bevestigt en verwijdert u het Portstelsel of de drain. De Luer-Lockaansluiting is de standaardaansluiting in de gezondheidszorg en voorkomt lekkage van vloeistoffen. Daarnaast verhindert het Luer-Lockstelsel dat de pomp valse lucht aanzuigt. Dit garandeert een optimale werking van de pomp en dus het genezingsproces. Ook biedt het Luer-Lockstelsel meer gebruiksgemak voor verpleegkundigen.

Drie formaten wondbedekkers



Als enige leverancier ter wereld leveren wij drie verschillende formaten wondfolies:

20x30 centimeter

15x20 centimeter

10x12 centimeter

Bijknippen van de wondfolie is daarmee zo goed als verleden tijd. Bovendien is er al standaard een 70 centimeter lange drain met Luer-Lock bevestigd op de folie.

Een gaatje knippen in de folie voor de drain is niet meer nodig. Deze nieuwe generatie wondbedekkers biedt wondverpleegkundigen nog meer gebruiksgemak omdat altijd de juiste grootte onder handbereik is. De wondbedekkers zijn standaard voorzien van een speciaal frame. Dat maakt het aanbrengen en verwijderen van zeer eenvoudig.

U kunt kiezen uit polyurethane wondbedekkers (iXLR8® Port) en silicone wondbedekkers (Episil Port).




XLR8® wondfolie

Uitgebreide lijn wondverbandmiddelen

Wij bieden een uitgebreide lijn wondverbandmiddelen voor de iXLR8®. Zo kunt u als medisch specialist of wondconsulent voor elke wond de juiste combinatie samenstellen voor optimale wondzorg met negatieve druktherapie. De verbandmiddelen lopen uiteen van wondvullers en -bedekkers tot en met opvangreservoirs en diverse soorten drains.

Wij leveren het elastisch polyurethaan schuimverband LIGASANO® groen (1) en de antimicrobiële wondgazen Kerlix™ AMD™ (2)


Daarnaast bieden we atraumatische verbandmiddelen met een zachte, beschermende, siliconen wondcontactlaag. Alle onze verbandmiddelen zijn opgenomen in de Z-Index met een ZI-nummer.



LIGASANO® groen schuimverband is een geregistreerd handelsmerk van Ligamed medical Produkte GmbH.

Kerlix™ AMD™ is een geregistreerd handelsmerk van Tyco Healthcare Group LP.

iXLR8® is een geregistreerd handelsmerk van Genadyne Biotechnologies Inc.




Een genezingstijd die 61% sneller is dan normale wondbehandeling
tegen **38% lagere kosten**



Schoonmaken van de wond en aanbrengen van een zachte siliconen wondliner.



Op maat knippen en aanbrengen van de wondvuller.



Aanbrengen van de XLR8® Port of Episil Port wondfolie.

1-2-3-Klaar

Aansluiten en in gebruik nemen is met de iXLR8® negatieve druktherapie bijzonder eenvoudig. In drie makkelijke stappen brengt u het genezingsproces op gang bij de patiënt.

De negatieve druktherapie van Yo medical is zeer goed toe te passen in elke zorgomgeving. En dat biedt alle betrokkenen veel voordelen:

- ▶ **Patiënten** kunnen sneller het ziekenhuis verlaten en thuis in hun eigen vertrouwde omgeving, behandeld worden. Daarbij gebruiken ze hetzelfde negatieve druksysteem als in het ziekenhuis.
- ▶ Voor **ziekenhuizen** betekent sneller ontslag van patiënten een vermindering van de verkeerde bedproblematiek. Transfervernpleegkundigen hebben minder administratieve handelingen bij het overdragen van patiënten naar een zorginstelling. De iXLR8® pomp en de bijbehorende verbandmiddelen gaan mee met de patiënt.
- ▶ Voor **verpleeghuizen** wordt de negatieve druktherapie bereikbaar door een kostprijs die past in elk verpleegbudget. Wij bieden scholing en instructie aan de medewerkers. Daarmee is de continuïteit van zorg gegarandeerd.
- ▶ **Thuiszorgorganisaties** kunnen met de gebruiksvriendelijke iXLR8® hun patiënten een snel en comfortabel genezingsproces bieden als het gaat om acute en chronische wondzorg. Dankzij de directe aansluiting van het wondfolie iXLR8® Port op de opvangbeker, is de kans op storingen door lekkage minimaal.

Klaar

Aansluiten op de pomp en deze instellen. Het genezingsproces is begonnen.



Kosteneffectief

Toepassing van negatieve druk therapie is zeer kosteneffectief. Onderzoek wijst uit dat de combinatie van een gesloten wondzorgsysteem en drainage kan leiden tot een genezingstijd die 61% sneller is dan normale wondbehandeling tegen 38% lagere kosten.

[The clinical and cost-effectiveness of externally applied negative pressure wound therapy in the treatment of wounds in home healthcare Medicare patients. [Ostomy Wound Management 1999 : 45 : 41-4, 46-50].

Robuuste transportkoffers

De iXLR8® leveren we in robuuste transportkoffers van het Canadese merk Nanuk. De koffers zijn schokbestendig, waterdicht en stapelbaar. Eenmaal opgeborgen heeft u er geen omkijken meer naar.



Gedegen ondersteuning

Bij het gebruik van de iXLR8® bieden wij u gedegen ondersteuning. Met ons verpleegkundig team ondersteunen we u op locatie en telefonisch staan we 24 uur per dag voor u klaar. We verzorgen opleidingen voor het gebruik van de iXLR8® en in het toepassen van negatieve druk therapie. Wij garanderen u dat de kwaliteit van de in gang gezette therapie gecontinueerd blijft in elke zorgomgeving. Daarnaast leveren we uiteraard protocollen, checklists en handleidingen voor het gebruik van de apparatuur en verbandmiddelen



De voordelen in vogelvlucht

- ▶ Complete therapie inclusief iXLR8® pomp.
- ▶ Wondverbandmiddelen waaronder de iXLR8® Port of Episil Port.
- ▶ Drie verschillende formaten Portsystemen maakt bijknippen overbodig.
- ▶ Luer-Lockaansluitingen voorkomen vloeistoflekkage of aanzuigen van valse lucht.
- ▶ Ondersteuning bij overdracht naar thuiszorg.
- ▶ Vermindering verkeerde bedproblematiek.

Samen met onze opdrachtgevers verzorgen wij geavanceerde wondzorg. Met als doel het genezingsproces voor patiënten zo snel en comfortabel mogelijk te laten verlopen.

Onze kennis en ervaring stellen ons in staat zorginstellingen te ondersteunen bij het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Wij staan voor het samen met onze relaties realiseren van verrassende en flexibele oplossingen in de wondzorg.

Uiteenlopend van negatieve druktherapie tot en met een breed aanbod van moderne geavanceerde verbandmiddelen.

Meer weten?

Wenst u meer informatie over de producten en diensten van Yo medical, neem dan contact op via info@yomedical.nl of bel 036-522 3969.



Yo medical
Verrassend Bereikbaar





iXLR8[®]

around the world



Europa

Tsjechië
Denemarken
Finland
Duitsland
Griekenland
Nederland
Polen
Zweden
Turkije
Groot Brittanië
Spanje
Slowakije
Malta
Frankrijk
Portugal

Azië

Singapore
Maleisië
Thailand
India

Oceanië

Australië
Nieuw Zeeland

Noord-Amerika

Verenigde Staten
Canada

Zuid-Amerika

Colombia
Mexico
Puerto Rico
Venezuela

Afrika

Zuid-Afrika

Midden-Oosten

Egypte
Koeweit
Oman
Verenigde Arabische Emiraten
Saoedi-Arabië

Yo medical B.V.

Zuiveringweg 94
8243 PE Lelystad
Nederland

telefoon

+31 (0)36 522 3969

fax

+31 (0)36 522 6665

e-mail

info@yomedical.nl

internet

www.yomedical.nl

QualityMasters

