

Opstabel Mobilia Motorisch volledig draaibaar ligvlak



Mobilia Casa E



Mobilia Integra (bed in bed)



**Mobilia Integra
(basismechaniek)**

Het **Mobilia e plus** opstabel bed is het luxe model van ons bed voor speciale verpleging. Dit bed is uniek te noemen. Niet alleen vanwege de veelzijdige functies, maar vooral dankzij het volledig motorisch draaibare ligvlak en de eveneens volledig motorische opstafunctie.

Dit bed is de optimale totaaloplossing voor een breed scala aan verplegingsbehoeften.

Mobiliteit is geen probleem met **Mobilia e plus**.

- Ligvlak naar beide kanten te draaien
- Ligvlak elektrisch verstelbaar in hoogte van 37- 77 cm
- Bedbodem van hout of geperforeerd staal
- Segmenten voor rug, boven- en onderbeen elektrisch verstelbaar
- Draaipunt en opstahulp elektrisch verstelbaar
- Hoge veiligheid door in acht nemen van de MPG
- Draaglast circa 125 kg
- Comfortabele ombouw van hout
- Eigen productie
- Beremming voor 1, 2 of 4 wielen centraal
- Modellen casa en cura met liften
- Model casa met draaipunt vóór, model integra en cura met schaarhefsysteem



