

Dale® postoperatieve beha's

De postoperatieve beha's van Dale zijn ontworpen om direct na een borstoperatie te dragen. De zachte, elastische en ademende stof van de beha's helpen oedeemvorming te voorkomen zonder dat de wond en het gevoelige weefsel wordt aangetast.

De beha's geven een juiste ondersteuning en compressie en kunnen aan de voorkant worden geopend en gesloten zodat het aantrekken van een beha direct na de operatie eenvoudiger is. Volledige inspectie van het wondgebied is mogelijk voor zowel de verpleegkundige als voor de patiënt.

Belangrijkste product voordelen

- Te gebruiken bij diverse borstoperaties
- Ook te gebruiken tijdens de bestraling van een patiënt
- Huidvriendelijk en veilige bescherming
- Klittenbandsluiting aan de voorkant
- Zachte halslijn.



Assortiment postoperatieve beha's

Artikelcode	Z-index	Artikelomschrijving	Maat	Verpakkingseenheid
702	16597575	Dale postoperatieve Beha Medium	cupmaat B-D 86-92cm	1 (stuk)
703	16597583	Dale postoperatieve Beha Large	cupmaat B-D 92-97cm	1 (stuk)
704	16597605	Dale postoperatieve Beha X-Large	cupmaat B-D 97-112cm	1 (stuk)
705	16597613	Dale postoperatieve Beha XX-Large	cupmaat C-E 117-137cm	1 (stuk)