

Techniek voor zorg,  
zorg voor techniek.



infuustechnologie

# Protherm II

## Bloed- en infuusverwarmer

De Protherm II is een multifunctioneel apparaat waarmee u normale en grote hoeveelheden vloeistof kunt verwarmen, zonder risico op contaminatie. Onafhankelijke opwarmzones zorgen voor gelijkmatige en effectieve opwarming.

- / geen contaminatierisico
- / eenvoudige bediening
- / gelijkmatige, snelle opwarming
- / instelbaar per 0,5°C tussen 37°C en 41°C
- / past op alle infuusstandaarden
- / praktisch direct op temperatuur

FI07258 v3.0 27/10/15



**AdEquipment** | **medical**

T 0181 - 301300 info@adquipment.nl www.adquipment.nl  
Chr. Huygensweg 25 Postbus 234 3220 AE Hellevoetsluis



infuustechnologie

## Specificaties

Netspanning:	230V, 50-60Hz
Vermogen:	1200W
Stroom:	6A
Klasse/type:	I, B (IEC60601)
Waterdichtheid:	IPX4 (spatwaterdicht)
Temperatuur:	37-41°C in 0,5°C stappen
Veiligheid:	meerdere onafhankelijke veiligheden vanaf 42°C
Opwarmtijd:	max. 40s
Afmetingen:	390x278x96 mm
Gewicht:	5kg
MDD klasse:	IIb volgens regel 9

**AdQuipment** medical

