



Techniek voor zorg,
zorg voor techniek.



neonatologie/pediatrie

Wrappy fixatiebandje

Fixatiebandje voor saturatiemeter

Om de meting van SpO2 bij pasgeborenen te optimaliseren is het fixeren van de sensor vaak gewenst. Het Wrappy fixatiebandje van Human Protection is hier een heel goed hulpmiddel bij.

Deze multifunctionele fixatiebandjes kunnen sensoren goed op hun plaats houden zonder bijvoorbeeld tape te gebruiken. De sensoren voorkomen ook het binnenvallen van omgevingslicht op de sensor wat de meting zou kunnen verstoren. De Wrappy kan gebruikt worden om de voet bij pasgeborenen alsook bij de voet, teen of vinger van een iets groter kind.

De binnenvoering van het Wrappy fixatiebandje is van katoen dat zeer zacht is voor de huid. De middenlaag is van polyurethaan spons dat absorbeert. De buitenlaag is gemaakt van stevig synthetisch polyester dat gefixeerd wordt met een stukje zacht afgerond klittenband.

Het Wrappy fixatiebandje is verkrijgbaar in twee maten. De kleinere maat is beoogd voor pasgeborenen. De pediatrie maat is voor iets grotere kinderen.



- / Wrappy fixatiebandje Neonatologie 2 x 10cm (25 stuks): artikelnummer 88-90-100
- / Wrappy fixatiebandje Pediatrie 3 x 12cm (25 stuks): artikelnummer 88-90-101

FL19362 v3.0 15/04/19